

Braço para punção venosa e injeções para nível avançado

Informação

Peso	5 kg
Marca	Nasco
Código do Produto	W44216 [1005678]



Descrição

Este braço de treinamento absolutamente novo oferece também, além de todos os acessos às veias para a terapia intravenosa e a seção de veia, os pontos para injeção intramuscular e subcutânea. Um amplo sistema vascular 8 vezes ramificado permite aos estudantes o treinamento de punções venosas em todos os pontos principais e secundários, incluindo a suspensão de infusões e a introdução de cateteres periféricos de longa duração. O sistema venoso é de fácil utilização, já que todas as veias são abastecidas juntas de sangue artificial a partir de uma única bolsa externa de armazenamento de líquido. O dorso da mão é equipado de veias metacarpais e digitais para a injeção. Os exercícios podem ser executados na veia basílica, na veia cefálica, na veia cefálica acessória na veia mediana antebraquial. As injeções intramusculares podem ser efetuadas no músculo deltoide. No braço encontram-se pontos preparados para injeções subcutâneas. A injeção intramuscular no músculo deltoide é particularmente realista graças à pele macia e de aspecto natural, assim como através dos pontos ósseos de orientação, fiéis à realidade. As injeções subcutâneas com água destilada provocam as características bolhas na pele nas partes do braço previstas para a injeção.

A execução realista do braço para punção venosa e injeção para nível avançado é realmente surpreendente. Os dedos macios, móveis, foram fabricados separadamente e com fidelidade particular aos detalhes, representando até mesmo as impressões digitais! A articulação da mão pode ser dobrada e permite assim aos estudantes a prática de numerosas manipulações mais difíceis. Por baixo da pele descartável movem-se as veias na palpação e ao penetrar uma veia com a agulha, deve-se superar uma clara resistência. No processo de produção, a pele foi reproduzida com grande fidelidade aos detalhes, de modo a que o braço pareça real e sinta-se real ao tato. As válvulas venosas são visíveis na superfície da pele e podem ser substituídas.

A pele e as veias artificiais podem ser integralmente trocadas, de forma que o braço de treinamento sempre pareça novo e funcione como tal. Numa utilização normal pode ser executadas centenas de injeções antes de ser necessária a troca das veias ou da pele. Jogos completos de reposição estão disponíveis e são de utilização simples.

Fornecido com sangue arterial artificial, 3 cc seringa, 12 cc seringa, agulha, 2 bolsas líquido, manual de instruções e Soft Bag.

Por favor notar que os impostos estão inclusos.

https://www.3bscientific.com/br/braco-para-puncao-venosa-e-injecoes-para-nivel-avancado.p_34_5051.html

