

Simulador de injeção intramuscular

Informação



Peso	0.9 kg
Dimensões	32 x 14 x 12 cm
Marca	3B Scientific
Código do Produto	P55/1 [1009840]

Descrição

Este simulador de alta qualidade representa um braço que reproduz de forma realista todos os pontos importantes de palpação, como por exemplo o acrímio e o úmero. Ele permite o treinamento extremamente claro de uma injeção intramuscular correta.

A eletrônica fina integrada produz uma resposta audiovisual dos resultados, por exemplo, a injeção correta ou incorreta, assim como contato com o osso ou localização errônea. Modos adicionais de treinamento e de controle permitem a escolha da medição imediata ou posterior do desempenho durante o ensino.

A pele de silicone fiel à natureza é extremamente resistente e pode ser trocada rápida e facilmente caso for necessário. O simulador é fornecido com 2 pilhas AA, uma pele de reposição, uma seringa de 5 ml e uma agulha de injeção de 21G/0,8.

Importante: Não encher a seringa com líquido. Este aparelho somente deve ser usado a seco.

	Simulador de injeção intramuscular - Braço	Simulador de injeção intramuscular - Coxa	Simulador de injeção intramuscular no glúteo	Simulador de injeção intramuscular	Modelo de nádegas para injeções intramusculares	I.M. Simulador de Injeção	Simulador para injeções intradérmicas
Item No.	1009840	1000511 (Clara) 1023766 (Escura)	1000514 (Clara) 1023767 (Escura)	1010008 (Clara) 1023300 (Escura)	1005394	1005586	1005628
Parte do corpo	braço	coxa	glúteo	extrato do músculo com pele	pélvis com nádegas	torso inferior	antebraço
Marcações anatômicas palpáveis				-			-
Tipo de injeção	intramuscular	intramuscular	intramuscular	intramuscular	intramuscular	intramuscular	intradérmico
Locais de injeção	conforme indicado por um treinador	conforme indicado por um treinador	conforme indicado por um treinador	toda a superfície	conforme indicado por um treinador	conforme indicado por um treinador	oito
Injeção adequada	feedback audiovisual	feedback audiovisual	feedback audiovisual	-	a luz verde aparecerá	-	skin welt will form
Informações adicionais	modos de teste e treinamento disponíveis	modos de teste e treinamento disponíveis	modos de teste e treinamento disponíveis	absorverá o fluido	o material especial da pele não mostra marcas de agulha	a estrutura óssea simulada está embutida no torso	kit de reparo da pele líquido incluído (M-1013686)

Por favor notar que os impostos estão inclusos.

<https://www.3bscientific.com/br/simulador-de-injecao-intramuscular.p.34.18654.html>